

BASTONES



CPA
Bastón de lámina



Modelo 1901-M

Bastón de lámina calibre 34 de 1.20 m de longitud con punta plástica roscada de 3/4", cubierto con película plástica. Este bastón es la opción más económica en nuestra línea de bastones con rosca.

Modelo 1905-M

Bastón de lámina calibre 34 de 1.37 m de longitud con punta plástica roscada de 3/4", cubierto con película plástica.

El calibre de lámina que se utiliza es mucho mayor que el utilizado por nuestros competidores.

PIEZA				ATADO			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	LARGO	∅	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANC. HO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1901-M	1.20 m	7/8"	0.233 kg	1.20 X 12 X 12 cm	24	5.61 kg	216	1225.90 kg	5184	2160	51840	5184	124416	5616	134784
1905-M	1.37 m	7/8"	0.261 kg	1.37 X 12 X 12 cm	24	6.38 kg	80	525.08 kg	1920	800	19200	1920	46080	2080	49920

CARACTERÍSTICAS GENERALES											
RESISTENCIA DEL PUÑO		A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO
B	E	B	S	I	I	B	B	I	I		

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO
E	S	E	S	E	I	E	I	E	B	S	B

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

ROJO	AMARILLO	VERDE	AZUL
+R	+Y	+G	+B

USOS SUGERIDOS:

Puede intercambiarse con cualquier producto de nuestra línea.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda su uso con ácidos y alcalis diluídos.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Todos los productos de nuestra línea.



E	EXCELENTE	B	BUENA	S	SUFICIENTE ⁽¹⁾	I	INSUFICIENTE	N/A	NO APLICA
---	-----------	---	-------	---	---------------------------	---	--------------	-----	-----------